

The DERMATIC®

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ



Euromi

Η Euromi S.A. είναι μια βελγική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή και διανομή προϊόντων ιατρικής αισθητικής, πλαστικής χειρουργικής και δερματολογικού εξοπλισμού.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1990, αναπτύσσει την εμπειρία της στον τομέα αυτό εδώ και 25 χρόνια. Η εταιρεία δραστηριοποιείται παγκοσμίως σε 50 χώρες κυρίως μέσω διανομένων και αναζητά συνεχώς νέες αγορές για να εισέλθει. Είναι πιστοποιημένο κατά ISO: 13485.

Η Euromi S.A προσφέρει τα προϊόντα της στοχεύοντας πάντα στον ίδιο στόχο: την ασφάλεια των ασθενών και την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη.

Αυτό το έγγραφο προορίζεται για επαγγελματίες υγείας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης.

PL-DERMA-PROV3-EN • 2023 04



Η EUROMI ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΕΝΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ , ΤΟ THE DERMATIC , ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΕΝΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΩΔΥΝΗΣ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ



ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΦΙΞΕΩΣ

Επιτρέπει στο πιστόλι να παρέχει την απαιτούμενη ποσότητα υγρού μόνο όταν η βελόνα βρίσκεται μέσα στο δέρμα. Στην πραγματικότητα, ο καθετήρας (τοποθετημένος μεταξύ της σύριγγας και της βελόνας) που παρέχει υγρό μεσοθεραπείας παραμένει σφιγμένος (φραγμένος) μέχρι να εισαχθεί η βελόνα στην επιδερμίδα. Αυτό εξασφαλίζει μη απώλεια προϊόντος.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ

Υπάρχει ρύθμιση της διείσδυσης της βελόνας που εξασφαλίζει ασφάλεια.

ΕΝΕΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΔΥΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Χάρη στη χρήση πολύ λεπτών βελόνων και τη χρήση πεπιεσμένου αέρα.

ΟΔΗΓΟΣ

Για σταθερότητα όταν το πιστόλι ακουμπάει στο δέρμα



ΑΡΧΗ

Η τεχνική Dermatic® αποτελείται από τη χρήση πεπιεσμένου αέρα για την παροχή υψηλής ταχύτητας έγχυσης. Αυτό εξασφαλίζει μια ανώδυνη θεραπεία για τον ασθενή με πολύ υψηλή ακρίβεια για τον ιατρό.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το Dermatic® ενδείκνυται για:

- αισθητικές επεμβάσεις (mesolift, κυτταρίτιδα)
- δερματολογικές επεμβάσεις (ινώδεις ουλές, τριχόπτωση)
- ρευματολογικές παθολογίες της σπονδυλικής στήλης
- αθλητικά τραύματα (τενοντίτιδα, τραβήγματα μυών)
- προβλήματα στην κυκλοφορία του αίματος...

2 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

χειροκίνητα ή αυτόματα



ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ

Ένας προσαρμογέας σύριγγας επιτρέπει τη χρήση οποιοδήποτε μεγέθους σύριγγας: 1ml - 2ml - 5ml - 10ml.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ

- Καλή εργονομία του πιστολιού
- Καλή αυτονομία της μπαταρίας
- Καμία απώλεια προϊόντος
- Εξασφαλισμένη αναπαραγωγικότητα

- Έλεγχος της εγχυόμενης ποσότητας
- Ασφάλεια κατά την εφαρμογή
- Εύκολη ρύθμιση παραμέτρων

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ

- Άνεση
- Ελαχιστοποιείται ο πόνος
- Εξασφαλισμένη αναπαραγωγικότητα
- Ασφάλεια κατά την εφαρμογή

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η χρήση του Dermatic® μπορεί να ανακουφίσει αμέσως τον πόνο ή να θεραπεύσει την επιθυμητή περιοχή πιο γρήγορα.

Η ποσότητα των ενεργών προϊόντων που χρησιμοποιούνται μειώνεται σημαντικά.